



JOY
Collection
new mobility concept



MARCUSJOY

Marcus Joy è la prima carrozzina elettronica con seggiolone polifunzionale regolabile elettronicamente. Unica ed innovativa consente la mobilità del paziente nell'uso domestico.

Dati Tecnici: Peso Totale Kg. 69; Alimentazione del carica batteria: 90 V - 240V
Potenza del motore Moto ruote 2x180 W; Potenza assorbita caricabatteria: 80 W
Massimo peso trasportabile: 120 Kg; Percorrenza in autonomia: 30 Km
Autonomia con indicatore di batteria in riserva: 4 Km; Temp. di uso e stoccaggio: - 20° C+ 50°C
Velocità massima: 7 Km/h

Marcus Joy is the first electric reclining wheelchair. It is unique and innovative.

Technical details: Total weight: Kg. 69; Battery charger power supply: 90 V - 240V
Motor power Moto ruote 2x180 W; Battery charger power absorbed: 80 W
Maximum trasportable weight 120 Kg; Operating range: 30 Km
Operating range with reserve battery indicator on: 4 Km; Storage and use temperature: - 20° C+ 50°C; Maximum speed: 7 Km/h



Elettronica +
Montascale +
Seggiolone =

MARTYJOY



MARTYJOY

Marty Joy combina le funzionalità della carrozina elettronica con montascale a ruote e seggiolone polifunzionale regolabile elettronicamente. Un unico prodotto per soddisfare le esigenze di mobilità senza limiti. **Dati Tecnici:** Massa complessiva: Kg.79; Alimentazione del carica batteria: 90 V - 240V; Potenza del motore: 350 W Moto ruote 2x180 W; Potenza assorbita caricabatteria:80 W; Massimo peso trasportabile:120 Kg; Percorrenza in autonomia: 30 Km 400 scalini; Autonomia con indicatore di batteria in riserva: 4 Km 30 scalini; Misura minima di larghezza scala: 60 cm; Massima altezza scala: 20 cm; Temp. di uso e stoccaggio: - 20° C+ 50°C; Velocità massima: 7 Km/h - 8-20 steps/min

Marty Joy is a stair climbing system and an electric reclining wheel chair perfectly mixed together. Only one product to satisfy every need of people with mobility impairments **Technical details:**Total weight: Kg. 79; Battery charger power supply: 90 V - 240V; Motor power Montascale: 350 W Moto ruote 2x180 W; Battery charger power absorbed: 80 W; Maximum trasportable weight 120 Kg; Operating range: 30 Km 400 scalini/stairs; Operating range with reserve battery indicator on: 4 Km 30 scalini/stairs; Minimum stairs width 60 cm; Maximum stair heigth 20 cm; Storage and use temperature: - 20° C+ 50°C; Maximum speed: 7 Km/h - 8-20 steps/min

