



Allungabile
da 45 cm a 58 cm

Extendable
from 45 cm to 58 cm

M013

Asta sollevamento per letto predisposto

Costruita in acciaio cromato. Asta girevole, completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile. Smontabile

Lifting pole for equipped bed

Made with chrome-plated steel. Rotating pole, complete with triangle and adjustable nylon belt. Removable

Dati Tecnici / Technical Specifications

Altezza dal piano rete - Wire bed frame height	1350 mm
Peso - Weight	4 kg
Carico Max al triangolo - Max load on triangle	80 kg
Imballaggio - Packaging	320x140x920 mm



Allungabile
da 45 cm a 58 cm

Extendable
from 45 cm to 58 cm

M014U

Asta sollevamento Universale

Costruita in acciaio cromato. Asta girevole, completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile. Smontabile

Universal lifting pole

Made with chrome-plated steel. Rotating pole, complete with triangle and adjustable nylon belt. Removable

Dati Tecnici / Technical Specifications

Altezza dalla spalliera - Height from backrest	700 mm
Peso - Weight	4 kg
Carico Max al triangolo - Max load on triangle	80 kg
Imballaggio - Packaging	320x140x920 mm