



Allungabile  
da 61 cm a 95 cm

Extendable  
from 61 cm to 95 cm



Allungabile  
da 45 cm a 58 cm

Extendable  
from 45 cm to 58 cm

## M014T/C

### Asta sollevamento con base a terra

Base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica. Asta in acciaio cromato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile. Smontabile

### Lifting pole with base on the ground

Base with coated steel tubular frame, complete with plastic feet. Chrome-plated steel pole, complete with triangle and adjustable nylon belt. Removable

## M014T

### Asta sollevamento con base a terra

Base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica. Asta in acciaio cromato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile. Smontabile

### Lifting pole with base on the ground

Base with coated steel tubular frame, complete with plastic feet. Chrome-plated steel pole, complete with triangle and adjustable nylon belt. Removable

#### Dati Tecnici / Technical Specifications

Altezza da terra - Height from ground	1950 mm
Profondità base montata - Depth of assembled base	720 mm
Larghezza base montata - Width of assembled base	730 mm
Altezza max triangolo da terra - Max triangle height from ground	1245 mm
Altezza min triangolo da terra - Min triangle height from ground	1315 mm
Peso - Weight	9 kg
Carico Max al triangolo / Max load on triangle	75 kg

#### Dati Tecnici / Technical Specifications

Altezza da terra - Height from ground	1820 mm
Lunghezza asta - Pole length	780 mm
Larghezza base - Base width	790 mm
Altezza max triangolo da terra - Max triangle height from ground	1245 mm
Altezza min triangolo da terra - Min triangle height from ground	1315 mm
Peso - Weight	10 kg
Carico Max al triangolo / Max load on triangle	80 kg
Imballaggio - Packaging	1000x800x170 mm