

## M033

Porta rotolo per lettino da visita per la serie Ovidio

Paper roll holder for Ovidio series examination couch



## M024

Scaletta ad un gradino in acciaio cromato. Pedana antiscivolo || Mounting step made with chrome-plated steel. Non-slip footboard

### Dati Tecnici / Technical Specifications

Larghezza - Width	400 mm
Altezza - Height	260 mm
Profondità - Depth	490 mm
Pedana - Footboard	400x200 mm
Peso totale - Total weight	3,5 kg
Imballo - Packaging	530x410x45 mm

## M025

Scaletta a 2 gradini in acciaio cromato. Pedana antiscivolo / 2-step mounting step made with chrome-plated steel. Non-slip footboard



### Dati Tecnici / Technical Specifications

Larghezza - Width	400 mm
Altezza - Height	260 mm
Profondità - Length	490 mm
Pedana - Footboard	400x200 mm
Peso totale - Total weight	6,7 kg
Imballo - Packaging	530x410x45 mm