



# MARCUS

## Seggiolone basculante polifunzionale Tilting-in-space wheelchair

Marcus è un seggiolone polifunzionale. Destinato a persone con mobilità limitata. Le tre versioni di Marcus, dotate di diverse ruote consente l'utilizzo in ambienti e condizioni diverse. La reclinazione dello schienale, l'inclinazione dei poggiatesta e il basculamento della seduta sono regolabili a mezzo di molle a gas che consentono movimenti fluidi e confortevoli.

*Marcus is a multi-purpose tilting wheelchair engineered for people with limited mobility. The three versions of Marcus, with different wheels can be used in several environments and conditions. The tilting backrest, leg rest and the seat tilting inclination are adjustable by means of gas springs that allow smooth movement and comfort.*



cod. A004



cod. A021



cod. A020



40 cm  
cod. RM037

45 cm  
cod. RM038

50 cm  
cod. RM039

■ **Poggia testa**

Regolabile in altezza, lateralmente e removibile

**Headrest**

Adjustable in height, laterally and removable

■ **Tavolo**

Regolabile e inclinabile

**Table**

Adjustable and tilt




---

■ **Braccioli asportabili**

Regolabili in altezza.

**Removable armrests**

Adjustable in height.

---

■ **Pelotte toracali**

Regolabili in altezza larghezza e profondità.

**Trunk supports**

Adjustable width, depth and height

---

■ **Poggiatesta avvolgente**

Asportabile regolabile in antero-posteriore.

**Wraparound removable headrest**

Adjustable front to back.

---

■ **Spinte posteriori**

Poggiabraccia regolabili in altezza e profondità

**Rear armrest supports**

Adjustable in height and depth

---

■ **Schienale avvolgente**

Traspirante e lavabile, regolabile in altezza di 5 cm, inclinazione da 0 a 30°.

**Wrapping back**

Washable, adjustable in height up to 5 cm, inclination from 0 to 30°.

---

■ **Seduta basculante**

fino a 35°, regolabile in profondità e larghezza di 5 cm con cuscino avvolgente traspirante e lavabile

**Seat tilt up**

to 35°, adjustable in depth and width up to 5 cm. Breathable and washable wrap cushion.

---

■ **Poggiagambe asportabile**

Regolabile in altezza, larghezza ed inclinazione da 0 a 80° attraverso molla a gas.

**Removable legrests**

Adjustable in height, width and inclination from 0 to 80° through gas spring

---



■ **Schienale sistemi posturali**

**Backrest postural system**



cod. A020

■ **Cuneo divaricatore**

**Legs wedge**


**Marcus 3**

**Marcus 6**

Dati tecnici Technical details	Marcus 3			Marcus 6		
	40	45	50	40	45	50
Larghezza seduta Seat width (Cm)	38 40 42	43 45 47	48 50 52	38 40 42	43 45 47	48 50 52
Larghezza totale Total width (Cm)	57	62	67	57	62	67
Inclinazione schienale Backrest inclination angle (*)	90+120	90+120	90+120	90+120	90+120	90+120
Basculamento seduta Tilting seat inclination (Cm)	0+35	0+35	0+35	0+26	0+26	0+26
Profondità seduta Seat depth (Cm)	45+50	45+50	45+50	45+50	45+50	45+50
Larghezza base Base width (Cm)	49	54	59	57	62	57
Altezza totale Total height (Cm)		125-140			125-140	
Diametro ruote posteriori Diameter of rear wheels (Cm)	30	30	30	60	60	60
Diametro ruote anteriori Diameter of front wheels (Cm)	18	18	18	18	18	18
Altezza braccioli dalla seduta Armrest height from seat (Cm)	23+30	23+30	23+30	23+30	23+30	23+30
Peso Weight (Kg)	29	29	29	29	29	29
Portata max Max load (Kg)	120	120	120	120	120	120

Le caratteristiche riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto descritto.

The listed technical features are purely indicative and not binding. Antano GROUP reserves the right at any time to make any appropriate changes in order to improve the performance of the product.