



Seduta:  
Profondità 460 mm  
Larghezza 520 mm  
\* con braccioli chiusi

**1 Lift / 2 Lift**

Colori



Bordeaux



Arancio



Corda

Wilma è la poltrona elevabile elettrica realizzata interamente in Italia, è costituita da una struttura interamente in acciaio, rivestita in microfibra completamente sfoderabile. Un progetto originale consente a Wilma di avere poggiatesta e braccioli richiudibili per ottenere facile mobilità anche in ambienti limitati. La seduta traslante ed i poggiatesta laterali dello schienale garantiscono un elevato livello di comfort. I movimenti sono gestiti da un intuitivo telecomando che ti permette la selezione della posizione di riposo ed il movimento lift-up permette alle persone con difficoltà motorie a rialzarsi facilmente. Wilma nella versione 2 lift esalta l'indipendenza dell'inclinazione dello schienale e dell'elevazione del poggia gambe.

Wilma is the electric lift chair made entirely in Italy, consisting of a 100% steel structure, covered with completely removable microfibre. An original design allows Wilma to have folding headrests and armrests for easy mobility even in confined spaces. The sliding seat and the side headrests on the backrest ensure a high level of comfort. The movements are controlled by an intuitive remote control that lets you select the ideal position for rest and the lift-up movement allows people with mobility difficulties to get up easily. The 2 lift Wilma version enhances the independence of backrest tilting and the elevation of the leg rest.

Posizione lift-up



Posizione relax



Telecomando

